

Le Fil Russe

©Clínica Naturale 2008
Autor Prof. Dr. Miguel Francischelli Neto
Clínica Naturale
Av. Moema, 87 cj 51-52, Moema, São Paulo - SP, Brasil
Fone 11 50511075

1 - Quel est Le Fil Russe?

Le Fil russe est appelé comme ceci, parce que son inventeur était un Chirurgien russe. Il est utilisé pour le traitement du manque de fermeté de la peau faciale sans le besoin de la chirurgie. Il est obtenu comme ce un levage des structures.

L'idée de base est simple. Un fil du **polypropylène**, semblable à ce qui est utilisé dans les chirurgies, a des multiples dents orientés, qui sont capables de, si qu'appliqué, travailler comme une ancre dans la structure faciale. Ils sont appliqués en accord avec directions qui accomplissent le levage (élévation) l'effet lifting projeté. Les dents entravent que le fil déplace, en maintenant l'élévation, et sa compatibilité avec les structures prévoit son acceptation pour l'organisme.

Pour sa simplicité de l'application il peut être utilisé dans une grande tranche d'âge, et dans les temps plus précoces, quand une chirurgie ne serait pas encore convenable.

Il peut être utilisé séparément ou peut être associé aux autres techniques. Dans notre clinique, nous avons préféré l'usage du Fil russe associé à autres techniques, comme Bioplastie.

2 Le Processus de Manque de fermeté du Visage

Dans un jeune visage, la grosse couche et les muscles sont ancrés fermement dans la structure de l'os, et a une capacité maintenue de sustentation. Comme ce la peau reste dans sa place, et nous pouvons observer des caractéristiques d'un jeune visage, avec volume, contour et un format qui soignent à l'ovale, avec peau plate, sans plis ou sillons.

Dans le visage âgé, les muscles sont mous, la grosse couche cède, et la peau accompagne tout, en étant aussi mou et tombé. Apparaître les sillons, les sillons naso-géniens, plis et taches. Les traitements comme BOTOX®, les produits de comblement, Peelings, peuvent aider dans beaucoup d'aspects du vieillissement, mais quand un processus de manque de fermeté résout, la seule alternative était le Lifting Chirurgical.

Le fil russe est maintenant offert d'aider dans le contrôle de ce problème, appelé de "Fil russe", ou fil Beramendi. Il peut être utilisé séparément, ou comme nous avons préféré, avec la Bioplastie et associés à autres techniques.

Le Fil russe est un Fil de **polypropylène** du double convergence, en d'autres termes, avec un type de dents dans double sens qu'il est mis dans la structure molle et il commence à maintenir la suspension.

Le Fil de polypropylène, est une matière utilisée dans les sutures chirurgicales internes est qu'il est assimilé par le corps. Il n'est pas dégradé, et c'est biocompatible, et a une forte résistance. Des réactions allergiques sont rares. C'est pour que est utilisé dans les sutures chirurgicales, principalement

dans les sutures parmi vases, et il est utilis dans le monde entier. Le **polypropylène** était la matière choisie pour la production du Fil russe. Le Fil possède deux segments du dents qui courent dans les sens opposés, vers le Centre du Fil.

Les fils sont mis dans la structure molle, dans la partie de la graisse, à travers un guide développé. Après avoir mis une partie, prende les structures montant et l'autre partie influences et il entrave que le fil déplace, et c'est comme ceci arrêté. Le propre fil encourage immédiatement une sustentation de la structure et avec le temps il arrive la formation de nouvelle structure qui maintiendra plus encore la sustentation.

Le placement devrait être utilis dans une plasce favorable, avec les techniques de l'asepsie habituelles et sous anesthésie Locale. Le patient vient pour la procédure en l'heure marquée, et le rend immédiatement la maison après la procédure. dans le Clinique Naturelle, nous avons accomplir le traitement sans internement, dans Hôpital du jour, pour sécurit, et le confort du patient et chirurgicalien.

3 - questions et Réponses

Qui peut utiliser le Fil russe?

Les gens avec manque de fermet de la peau faciale et du cou qui commence des 30 / 40 années d'âge, ce manque contrôler le flaccidité, ils peuvent être Utilisé s du Fil russe comme option a la chirurgie traditionnelle de lifting, ce peut être pour un âge plus avancé. La technique le Fil russe a des avantages supplémentaires pour certaines situations, par exemple gens avec Manque de fermeté du visage, avec cardiopathies, diabète ou âgé qui aimeraient soumettre a um lifting chirurgical du Visage, mais a contre-indication de la chirurgie à cause des problèmes cliniques. Ces gens peuvent etre soumettre a le Fil russe, parce que c'est une procédure avec anesthésie Locale et beaucoup plus petite que la chirurgie. Gens avec important manque de fermet de la peau pourraient soumettre à la chirurgie de Lifting, mais que ne désiré pás soumettre à une procédure chirurgicale peau choisir pour le Fil russe pour la plus grande facilité. Gens avec tous les tons de la peau, blanc, oriental, brune ou noire, peau soumettre à la procédure de Fil russe parce qu'il ne provoque pas cicatrice. Maintenant nous avons associ au Fil russe la technique de Bioplastie, aussi minimalement Invasive, avec des bons résultats. Bioplastie rehausse la Beauté, et il obtient le rajeunissement, et les degrés supplémentaires de manque de fermet peuvent être traités complementarmente avec quelques peu de fils - russe.

Comment est-ce que le Fil russe est mis?

Le placement devrait être utilis n dans une place favorable, avec les techniques de l'asepsie habituelles et sous anesthésie Locale. Le patient vient pour la procédure en l'heure marquée, et le rend immédiatement la maison après la procédure. Le Fil russe est mis à travers micro canules qui quand ils sont enlevés des feuilles le Fil arrêt dans la structure.

Comment est-ce l'Anesthésie de la procédure?

Est utilis l'anesthésie locale , le même est accompli par les dentistes. Les patient très inquiet peuvent être mis sous influence de sédatifs, dans ce cas pour plus grande sécurité avec la présence d'un anesthesiasta comptée qui laisse le patient dormir mais dans une façon très léger.

A quelle place la Procédure est accomplie?

Dans le Clinique Naturelle , nous avons opté pour accomplir le traitement sans internement, mais pour sécurité et le confort du patient et chirurgien, le procedur est acomplis dans le propre Hôpital jour de la Clinique. Par conséquent après la procédure le patiente retourne a la maison.

Lesquels sont les examens nécessaires pour l'implantation du Fil russe?

Un examen Clinique, numération globulaire et examens de la coagulation, et autres examens complemental si le patient a quelque problème de santé.

Est-ce que la Technique est douloureuse?

L'Anesthésie locale séparément, présents un certain grade de douleur qui peut être accept avec facilité par les patients et c'est ce qui est accompli dans la majorit immense des temps. . Pour les patients les plus intolérants a la douleur, ou très inquiet, une influence de sédatifs laisse la procédure plus confortable. Pour sécurité, nous avons demand la présence d'un anesthésiste dans ces cas.

Combien de fils sont nécessaires et lequel la durée de la procédure?

Le Nombre de fils dépend des régions soignées et du grade de flaccidité, il peut varier de 2 à 14 fils. Maintenant avec l'association avec Bioplastie, nous avons opté pour un plus petit nombre de fils.

Où est-ce que le fil est implanté, est-ce que ce peut être visible ou être senti par le toucher?

Le fil est implante dans la couche profonde de la graisse faciale. Ce ne peut pas être visible et ni a senti par le toucher.

Comment de temp est-ce que c'est nécessaire rester a la maison après la procédure?

Il doit si évite rire et parler trop dans les premiers jours. Ils sont maintenus un masque de spourdrap anti-allergique qu'il reste pour 2 jours. Il peut arriver quelque oedème et equimoses. Si les patients desire , les peuvent revenir immédiatement au travail ou le jour suivant. Pour sentir l'embarras avec le spourdrap, ou avec quelque petit signe de la procédure, il peut revenir dans 2 ou 3 jours. Pour approximativement 30 jours, s'il s'assied la présence du Fil, que c'est le propre processus de sustentation du visage qui a changé. Après ce temps n'assied pas sur quelque chose d'autre de différent

Comment de temp pour observer le résultat?

Le résultat est immédiat, mais un processus d'amélioration graduelle continue encore pour plus de temps

Il y a d'autres types semblable de traitement ?

Oui un Il y a autre type de Fil, l'appel APTOS avec les techniques parues. Dans notre Clinique nous avons Utilisé le Fio Lifting Beramendi, déjà très connu et qu'il a présent de bons résultats, et avec le nom de "russe" il a testé notre pays qui est indubitablement le plus reconnu centre mondial d'esthétique.